

Code No. 16-2504

製品規格書

プロパキザホップ標準品

残留農薬試験用

| 試験項目 | 規格値 |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 外観 | 白色～わずかにうすい黄色、 結晶性粉末～粉末又は塊 試験適合 |
| アセトニトリル溶状 | |
| 比旋光度[α]D20(c=1,CHCl3) | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 融点 | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧) | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 含量(HPLC) | 98.0%以上 |
| 含量(qNMR) | 98.0%以上 |