

Code No. 16-2520

## 製品規格書

### 炭酸プロピレン

電池研究用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
水溶状	試験適合
密度(20℃)	1.201~1.208g/mL
屈折率20℃	1.418~1.423
水分	20ppm以下
塩化物	5ppm以下
ナトリウム(Na)	1.0ppm以下
カリウム(K)	1.0ppm以下
カルシウム(Ca)	1.0ppm以下
鉄(Fe)	1.0ppm以下
含量(キャピラリーカラムGC)	98.0%以上