

Code No. 16-2523

製品規格書

ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(160E.O.)(30P.O.)

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色～うすい黄色、フレーク
水溶状	試験適合
融点	実績値集積のうえ、規格化する
pH(25g/l, 25℃)	実績値集積のうえ、規格化する
水分	実績値集積のうえ、規格化する
水酸基価	実績値集積のうえ、規格化する
エンドトキシン	実績値集積のうえ、規格化する