

Code No. 16-2528

## 製品規格書

### (±)-プラエルプトリンA

局方生薬試験用(薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	白色の結晶又は結晶性の粉末
確認試験(JP法)	試験適合
融点(JP法)	152～156℃
純度試験(JP法)	-
類縁物質(JP法)	試験適合
* メタノール溶状	試験適合
* 水分	実測値報告
* 含量(HPLC)	98.0%以上

\*:当社追加項目