

Code No. 16-2751

## 製品規格書

### 2-プロパノール

QToFMS用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	0.784~0.787g/mL
屈折率20℃	1.376~1.378
吸光度(210nm)	0.50以下
吸光度(230nm)	0.10以下
吸光度(254~400nm)	0.01以下
水分	0.05%以下
不揮発物	0.001%以下
酸(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> COOHとして)	0.001%以下
パーティクル(0.5μm以上)	100個/mL以下
過酸化物(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> として)	5ppm以下
蛍光試験	試験適合
QToFMS分析適合性	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.7%以上