

Code No. 16-2873

製品規格書

プラチコジンD

局方生薬試験用(薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状	白色の粉末
確認試験	試験適合
純度試験	-
類縁物質	試験適合
* メタノール溶状	試験適合
* 比旋光度[α]D20(c=0.1,CH3OH)(脱水物換算)	実績値集積のうえ、規格化する
* 水分	実績値集積のうえ、規格化する
* 含量(HPLC)	99.0%以上

本品は、日本薬局方 一般試験法 試薬・試液のプラチコジンD, 薄層クロマトグラフィー用に適合しています。(*:当社追加項目)