

Code No. 16-2918

## 製品規格書

### 100mmol/L シュードウリジン 5'-三リン酸ナトリウム溶液

核酸合成用

試験項目	規格値
外観	液体
pH	7.0~9.0
カルシウム(Ca)	実績値集積のうえ、規格化する
マグネシウム(Mg)	実績値集積のうえ、規格化する
エンドトキシン	1EU/mL未満
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
濃度	90~110mmol/L
含量(HPLC)	98.5%以上