

Code No. 17-0020

## 製品規格書

### キノリン

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色～うすい褐色、澄明の液体
純度(C <sub>9</sub> H <sub>7</sub> N)(GC)	質量分率95.0%以上
密度(20℃)	1.082～1.102g/ml
塩酸溶状	試験適合
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.005%以下
アニリン(C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> N)	質量分率0.4%以下
イソキノリン(C <sub>9</sub> H <sub>7</sub> N)	質量分率3.0%以下

JIS K 8279:2013(\*:当社追加項目)