

Code No. 18-0012

製品規格書

ローダミンB

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	緑色～暗緑色又は褐緑色～赤緑色、結晶～粉末又は塊
水溶状	試験適合
エタノール溶状	試験適合
吸光度(2.5mg/L, pH1.0)(乾燥物換算)	0.55以上
乾燥減量(105℃)	質量分率10.0%以下
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.2%以下
鋭敏度	試験適合

JIS K 9038:2015
(*:当社追加項目)