

Code No. 18-0161

## 製品規格書

### リボフラビン標準品

高速液体クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	赤黄色、結晶性粉末～粉末
水酸化ナトリウム溶液溶状	試験適合
比旋光度[ $\alpha$ ]D20(乾燥後)	-126～-142°
乾燥減量(105℃)	1.5%以下
強熱残分(硫酸塩)	0.3%以下
含量(吸光光度分析)(乾燥後)	98.0%以上
含量(HPLC)	98.0%以上