

Code No. 18-0192

製品規格書

レジブフォゲニン

局方生薬試験用(成分含量測定用・薄層クロマトグラフィー用)

試 験 項 目	規 格 値
性状(JP法)	白色の結晶性の粉末
吸光度E1%1cm(300nm)(JP法)	131～145
純度試験(JP法)	-
類縁物質(1)(JP法)	試験適合
類縁物質(2)(JP法)	試験適合
含量(JP法)	98.0%以上
メタノール溶状	試験適合
乾燥減量(シリカゲル上)	1.0%以下