

Code No. 18-0193

## 製品規格書

### リンコフィリン

局方生薬試験用(成分含量測定用)

試 験 項 目	規 格 値
性状(JP法)	白色の結晶又は結晶性の粉末
吸光度E1%1cm(245nm)(JP法)	473～502
純度試験(JP法)	-
類縁物質(1)(JP法)	試験適合
類縁物質(2)(JP法)	試験適合
アセトン溶状	試験適合
比旋光度[ $\alpha$ ]D20(c=0.5,CH <sub>3</sub> COCH <sub>3</sub> )	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する