

Code No. 18-0211

製品規格書

ロスマリン酸標準品

生薬試験用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～うすい褐色、結晶～粉末
エタノール溶状(乾燥後)	試験適合
吸収極大波長(1)	215～219nm
吸収極大波長(2)	323～327nm
比吸光度E1%1cm(325nm)(乾燥後)	実績値集積のうえ、規格化する
比旋光度[α]D20(c=0.2,C2H5OH)(乾燥後)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する
薄層クロマトグラフィー試験	試験適合
含量(HPLC)	98.0%以上