

Code No. 18-0267

# 製品規格書

## リンコフィリン

局方生薬試験用(定量用・薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	白色の結晶又は結晶性の粉末
吸光度E1%1cm(245nm)(JP法)	473~502
確認試験(JP法)	試験適合
純度試験(JP法)	-
類縁物質(1)(JP法)	試験適合
類縁物質(2)(JP法)	試験適合
アセトン溶状	試験適合
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する