

Code No. 18-0268

## 製品規格書

### レジブフォゲニン

局方生薬試験用(定量用・薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	白色の結晶性の粉末
吸光度E1%1cm(300nm)(JP法)	131~145
純度試験(JP法)	-
類縁物質(1)(JP法)	試験適合
類縁物質(2)(JP法)	試験適合
含量(JP法)	98.0%以上
* メタノール溶状	試験適合
* 乾燥減量(シリカゲル上)	1.0%以下

\*:当社追加項目