

Code No. 18-0319

製品規格書

レイン

局方生薬試験用(薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	黄色の粉末
確認試験(JP法)	試験適合
純度試験(JP法)	-
類縁物質(JP法)	試験適合
* アセトン溶状	試験適合
* 比吸光度E1%1cm(257nm)	678~720
* 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	2.0%以下
* 高速液体クロマトグラフィー試験	試験適合
* 含量(qNMR)	95.0%以上

*:当社追加項目