

Code No. 18-0331

製品規格書

レイン

局方生薬試験用(定量用・薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	黄色～帯赤黄色の粉末
確認試験(JP法)	試験適合
吸光度E1%1cm(257nm)(JP法)	678～720
純度試験(JP法)	-
類縁物質(JP法)	試験適合
ピークの単一性(JP法)	試験適合
* 含量(qNMR)(JP法)	95.0%以上
** アセトン溶状	試験適合
** 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	2.0%以下

*:当社設定規格値
**:当社追加項目