

Code No. 19-0001

# 製品規格書

## スクロース

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
比旋光度[α]D20(乾燥後)	+66.3～+66.7°
乾燥減量(105℃)	質量分率0.1%以下
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.01%以下
酸(CH <sub>3</sub> COOHとして)	質量分率0.006%以下
塩化物(Cl)	質量分率5ppm以下
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	質量分率0.003%以下
カルシウム(Ca)	質量分率0.003%以下
鉛(Pb)	質量分率3ppm以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下
転化糖	質量分率0.05%以下

JIS K 8383:2019(\*:当社追加項目)