

Code No. 19-0105

製品規格書

酢酸ナトリウム三水和物

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度(CH ₃ COONa·3H ₂ O)	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
pH(50g/l, 25°C)	7.5～9.0
塩化物(Cl)	質量分率5ppm以下
りん酸塩(PO ₄)	質量分率5ppm以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.002%以下
カリウム(K)	質量分率0.01%以下
銅(Cu)	質量分率5ppm以下
カルシウム(Ca)	質量分率0.002%以下
アルミニウム(Al)	質量分率5ppm以下
鉛(Pb)	質量分率5ppm以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下
過マンガン酸還元性物質(Oとして)	質量分率0.002%以下

JIS K 8371:2006 (*:当社追加項目)