

Code No. 19-0107

製品規格書

酢酸ナトリウム

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度(CH ₃ COONa)	質量分率98.5%以上
水溶状	試験適合
pH(50g/l, 25°C)	7.5～9.0
塩化物(Cl)	質量分率0.005%以下
りん酸塩(PO ₄)	質量分率0.001%以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.003%以下
カリウム(K)	質量分率0.02%以下
銅(Cu)	質量分率5ppm以下
カルシウム(Ca)	質量分率0.005%以下
鉛(Pb)	質量分率0.001%以下
鉄(Fe)	質量分率0.001%以下
過マンガン酸還元性物質	質量分率0.002%以下

JIS K 8372:2013
(*:当社追加項目)