

Code No. 19-0125

製品規格書

L(+)-アスコルビン酸ナトリウム

和光特級

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～わずかにうすい黄色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
比旋光度[α]D20(c=4,H2O)	+104～+107°
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	0.5%以下
pH(20g/l, 25℃)	6.5～8.0
重金属(Pbとして)	0.002%以下
含量(乾燥後)	98.0%以上