

Code No. 19-0314

## 製品規格書

### サリチル酸ナトリウム

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度(C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> NaO <sub>3</sub> )	質量分率99.5%以上
水溶状	試験適合
エタノール溶状	試験適合
乾燥減量(105℃)	質量分率0.05%以下
pH(200g/L, 25℃)	6.0～8.5
亜硫酸塩及びチオ硫酸塩	試験適合
塩化物(Cl)	質量分率0.002%以下
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	質量分率0.01%以下
鉛(Pb)	質量分率0.001%以下
鉄(Fe)	質量分率0.001%以下
アンモニウム(NH <sub>4</sub> )	質量分率0.005%以下

JIS K 8397:2019(\*:当社追加項目)