

Code No. 19-0334

製品規格書

硫酸ナトリウム

試薬特級

| 試験項目 | 規格値 |
|--------------------------------------|--------------|
| * 外観 | 白色、結晶～結晶性粉末 |
| 純度(Na ₂ SO ₄) | 質量分率99.0%以上 |
| 水溶状 | 試験適合 |
| エタノール可溶分 | 質量分率0.05%以下 |
| 強熱減量(600℃) | 質量分率0.5%以下 |
| pH(50g/l, 25℃) | 5.0～8.0 |
| 塩化物(Cl) | 質量分率5ppm以下 |
| りん酸塩(PO ₄) | 質量分率0.002%以下 |
| 窒素化合物(Nとして) | 質量分率5ppm以下 |
| カリウム(K) | 質量分率0.01%以下 |
| 銅(Cu) | 質量分率2ppm以下 |
| カルシウム(Ca) | 質量分率0.002%以下 |
| 亜鉛(Zn) | 質量分率2ppm以下 |
| 鉛(Pb) | 質量分率2ppm以下 |
| 鉄(Fe) | 質量分率5ppm以下 |

JIS K 8987:2022(*:当社追加項目)