

Code No. 19-0334

## 製品規格書

### 硫酸ナトリウム

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度(Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
エタノール可溶分	質量分率0.05%以下
強熱減量(600℃)	質量分率0.5%以下
pH(50g/l, 25℃)	5.0～8.0
塩化物(Cl)	質量分率5ppm以下
りん酸塩(PO <sub>4</sub> )	質量分率0.002%以下
窒素化合物(Nとして)	質量分率5ppm以下
カリウム(K)	質量分率0.01%以下
銅(Cu)	質量分率2ppm以下
カルシウム(Ca)	質量分率0.002%以下
亜鉛(Zn)	質量分率2ppm以下
鉛(Pb)	質量分率2ppm以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下

JIS K 8987:2006  
(\*:当社追加項目)