

Code No. 19-0353

製品規格書

チオシアン酸ナトリウム

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度(NaSCN)(乾燥後)	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
エタノール溶状	試験適合
乾燥減量(105℃)	質量分率2.0%以下
pH(50g/L, 25℃)	5.3～8.5
塩化物(Cl)	質量分率0.01%以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.005%以下
銅(Cu)	質量分率3ppm以下
鉄(Fe)	質量分率1ppm以下
アンモニウム(NH ₄)	質量分率0.005%以下
よう素消費物質(Sとして)	質量分率0.008%以下

JIS K 9002:2015
(*:当社追加項目)