

Code No. 19-0365

## 製品規格書

### タングステン(VI)酸ナトリウム二水和物

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度(Na <sub>2</sub> WO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O)	質量分率99.0～100.5%
水溶状	試験適合
pH(50g/L, 25°C)	8.0～10.0
塩化物(Cl)	質量分率0.002%以下
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	質量分率0.01%以下
窒素化合物(Nとして)	質量分率0.001%以下
カリウム(K)	質量分率0.005%以下
銅(Cu)	質量分率0.001%以下
鉛(Pb)	質量分率0.001%以下
モリブデン(Mo)	質量分率0.01%以下
鉄(Fe)	質量分率0.001%以下

JIS K 8612:2018(\*:当社追加項目)