

Code No. 19-0423

製品規格書

硝酸ストロンチウム

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色の結晶性粉末
純度[Sr(NO ₃) ₂]	質量分率98.0~102.0%
水溶状	試験適合
pH(50g/L, 25°C)	5.0~7.0
塩化物(Cl)	質量分率0.001%以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.003%以下
ナトリウム(Na)	質量分率0.01%以下
カリウム(K)	質量分率0.01%以下
マグネシウム(Mg)	質量分率0.005%以下
カルシウム(Ca)	質量分率0.02%以下
バリウム(Ba)	質量分率0.5%以下
鉛(Pb)	質量分率5ppm以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下

JIS K 8554:2020(*:当社追加項目)