Code No. 19-0469

製品規格書

硫酸

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
純度(H2SO4)	質量分率95.0%以上
強熱残分(硫酸塩)	質量分率5ppm以下
塩化物(CI)	質量分率0.2ppm以下
硝酸塩	試験適合
銅(Cu)	質量分率0.1ppm以下
鉛(Pb)	質量分率0.1ppm以下
ひ素(As)	質量分率0.02ppm以下
セレン(Se)	質量分率0.5ppm以下
鉄(Fe)	質量分率0.5ppm以下
アンモニウム(NH4)	質量分率1ppm以下
過マンガン酸還元性物質	試験適合

JIS K 8951:2006 (*:当社追加項目)

(1/1) 改訂日: 2018.11.14