

Code No. 19-0593

## 製品規格書

### ポリリン酸ナトリウム

#### 食品添加物

試験項目	規格値
性状	白色の粉末又は無～白色のガラス状の片若しくは塊
確認試験	試験適合
純度試験	-
(1) 溶状	試験適合
(2) 塩化物	Clとして0.21%以下
(3) 正リン酸塩	試験適合
(4) 硫酸塩	SO <sub>4</sub> として0.048%以下
(5) 鉛	Pbとして4 μg/g以下
(6) ヒ素	Asとして3 μg/g以下
乾燥減量	5.0%以下
含量(乾燥後)[酸化りん(V)として]	53.0～80.0%

食品添加物公定書