

Code No. 19-0841

製品規格書

サイコサポニンa標準品

生薬試験用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色、結晶性粉末～粉末
メタノール溶状	試験適合
吸光度E1%1cm(206nm)	65～73
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	2.0%以下
薄層クロマトグラフィー試験(1)	試験適合
薄層クロマトグラフィー試験(2)	試験適合
高速液体クロマトグラフィー試験	試験適合
含量(HPLC)	99.0%以上