

Code No. 19-0851

## 製品規格書

### ストレプトマイシン硫酸塩

生化学用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～わずかにうすい黄色、粉末
水溶状	試験適合
比旋光度[ $\alpha$ ]D20(c=1,H <sub>2</sub> O)(乾燥物換算)	-79～-88°
乾燥減量(105℃)	5.0%以下
pH(100g/l, 25℃)	4.5～7.0
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )(乾燥物換算)	18.8～20.8%
力価(乾燥物換算)	718 $\mu$ g/mg以上