

Code No. 19-1161

## 製品規格書

### 10%硝酸銀シリカゲル

ダイオキシン類分析用

試験項目	規格値
外観	白色の微粒
粒度(75~150 $\mu$ m)	75%以上
粒度(45 $\mu$ m通過分)	5%以下
沈降容積	1.8~2.7ml/g
乾燥減量(105 $^{\circ}$ C)	1.0~2.0%
実用試験	試験適合
硝酸銀(AgNO <sub>3</sub> )(乾燥物換算)	8~12%