

Code No. 19-1283

製品規格書

ドデシル硫酸ナトリウム, 95%

遺伝子研究用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色の結晶性粉末
水溶状	試験適合
吸光度(0.25mol/l, 260nm)	0.07以下
pH(10g/l, 25℃)	5.0～8.0
銅(Cu)	5ppm以下
鉛(Pb)	5ppm以下
鉄(Fe)	5ppm以下
含量(容量分析)	98.0%以上
含量(キャピラリーカラムGC)	95.0%以上