

Code No. 19-1333

## 製品規格書

### シコニン標準品

生薬試験用

試験項目	規格値
外観	赤紫色～暗赤紫色、結晶～粉末
アセトン溶状	試験適合
比旋光度[ $\alpha$ ]D20(c=0.05,CH <sub>3</sub> COCH <sub>3</sub> )	実績値集積のうえ、規格化する
薄層クロマトグラフィー試験	試験適合
光学純度(HPLC)	99.0%以上
含量(HPLC)	99.0%以上