

Code No. 19-1360

製品規格書

シコニン(光学異性体混合物, 約1:1)

生薬試験用

試験項目	規格値
外観	紫色～紫黒色、 結晶～粉末 試験適合
アセトン溶状	
比旋光度[α]D20(c=0.05,CH ₃ COCH ₃)	実績値集積のうえ、規格化する
薄層クロマトグラフィー試験(1)	試験適合
薄層クロマトグラフィー試験(2)	試験適合
含量(HPLC)(1)	98.0%以上
含量(HPLC)(2)	実績値集積のうえ、規格化する