

Code No. 19-1370

## 製品規格書

### 精製白糖「製造専用」

日本薬局方

試 験 項 目	規 格 値
* 性状	白色の結晶性の粉末、又は光沢のある無色あるいは白色の結晶
確認試験	試験適合
旋光度[ $\alpha$ ]D20	+66.3～+67.0°
純度試験	-
(1) 色価	45以下
(2) 溶状	試験適合
(3) 亜硫酸塩(SO <sub>2</sub> として)	10ppm以下
(4) 還元糖	試験適合
導電率	35 $\mu$ S・cm <sup>-1</sup> 以下
乾燥減量	0.1%以下
デキストリン	試験適合
エンドトキシン	0.25EU/mg未満

日本薬局方 (\*:参考項目)