

Code No. 19-1434

製品規格書

ストレプトマイシン硫酸塩

分子生物学用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい黄色、粉末
水溶状	試験適合
比旋光度 $[\alpha]_{D20}(c=1, H_2O)$ (乾燥物換算)	-79～-88°
乾燥減量(105°C)	5.0%以下
硫酸塩(SO ₄)(乾燥物換算)	18.8～20.8%
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
力価(乾燥物換算)	718 μg/mg以上