

Code No. 19-1448

製品規格書

サイコサポニンb2

局方生薬試験用(成分含量測定用・薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	白色の結晶又は結晶性の粉末
比吸光度E1%1cm(252nm)(JP法)	352~424
純度試験(JP法)	-
類縁物質(1)(JP法)	試験適合
類縁物質(2)(JP法)	試験適合
メタノール溶状	試験適合
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する