

Code No. 19-1473

## 製品規格書

### D(-)-ソルビトール

分子生物学用

試験項目	規格値
外観	白色の結晶性粉末
水溶状	試験適合
比旋光度[ $\alpha$ ]D20(c=20,dil.NH4OH)	-0.8~-2.0°
乾燥減量(80°C, シリカゲル上, 減圧)	2.0%以下
還元糖	0.1%以下
デキストリン, でんぷん及び亜硫酸塩	試験適合
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	98.0%以上