

Code No. 19-1484

製品規格書

炭酸ナトリウム

プロテオミクス用

試験項目	規格値
外観	白色、粉末又は顆粒
水溶状	試験適合
強熱減量(600℃)	1.0%以下
硫化物, 亜硫酸塩及びチオ硫酸塩	試験適合
塩化物(Cl)	0.002%以下
りん酸塩(PO4)	0.002%以下
けい酸塩(SiO ₂ として)	0.005%以下
硫酸塩(SO ₄)	0.003%以下
窒素化合物(Nとして)	0.001%以下
カリウム(K)	0.01%以下
銅(Cu)	2ppm以下
マグネシウム(Mg)	0.002%以下
カルシウム(Ca)	0.005%以下
亜鉛(Zn)	2ppm以下
アルミニウム(Al)	0.001%以下
鉛(Pb)	2ppm以下
鉄(Fe)	5ppm以下
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
プロテアーゼ	試験適合
含量(強熱後)	99.8%以上