

Code No. 19-1516

製品規格書

チオ硫酸ナトリウム

プロテオミクス用

試験項目	規格値
外観	白色の結晶性粉末
水溶状	試験適合
pH(50g/l, 25°C)	6.0~8.5
硫酸塩及び亜硫酸塩(SO ₄ として)	0.4%以下
硫化物(S)	0.003%以下
マグネシウム(Mg)	0.002%以下
カルシウム(Ca)	0.004%以下
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
プロテアーゼ	試験適合
含量	95.0%以上