

Code No. 19-1592

製品規格書

L-乳酸ナトリウム溶液 (約70%)

| 試験項目 | 規格値 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 外観 | 無色～ほとんど無色、澄明の液体 |
| 比旋光度[α]D20(モリブデン酸アンモニウム添加) | -38.0～-44.0° |
| pH(200g/L, 25°C) | 6.5～7.5 |
| 重金属(Pbとして) | 0.002%以下 |
| 砒素(As) | 2ppm以下 |
| 濃度 | 67.0～77.0% |