

Code No. 19-1617

## 製品規格書

### サイコサポニンb2

局方生薬試験用(定量用・薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	白色の結晶又は結晶性の粉末
確認試験(JP法)	試験適合
純度試験(JP法)	-
類縁物質(JP法)	試験適合
ピークの単一性(JP法)	試験適合
含量(qNMR)(JP法)	実績値集積のうえ、規格化する
* メタノール溶状	試験適合
* 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	2.0%以下

本品は、日本薬局方 一般試験法 試薬・試液のサイコサポニンb2, 定量用及び薄層クロマトグラフィー用に適合しています。(\*:当社追加項目)