

Code No. 19-1627

製品規格書

StemSure(R) D-MEM(高グルコース)(フェノールレッド, ピルビン酸ナトリウム含有)

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	黄赤色～赤色、澄明の液体
pH	7.25～7.55
浸透圧	260～300mOsm/kg
エンドトキシン	0.1EU/ml以下
無菌試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合
コロニー形成試験	試験適合
アルカリホスファターゼ染色	試験適合