

Code No. 19-1628

# 製品規格書

## サイコサポニンa

局方生薬試験用(定量用・薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	白色の結晶性の粉末又は粉末
吸光度E1%1cm(206nm)(JP法)	65~73
純度試験(JP法)	-
(1) 類縁物質(1)(JP法)	試験適合
(2) 類縁物質(2)(JP法)	試験適合
(3) 類縁物質(3)(JP法)	試験適合
* メタノール溶状	試験適合
* 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	2.0%以下

本品は、日本薬局方 一般試験法 試薬・試液のサイコサポニンa, 定量用に適合しています。(\*:当社追加項目)