

Code No. 19-1631

製品規格書

サイコサポニンd

局方生薬試験用(定量用)

| 試験項目 | 規格値 |
|-----------------------|----------------|
| 性状(JP法) | 白色の結晶性の粉末又は粉末 |
| 吸光度E1%1cm(206nm)(JP法) | 66~74 |
| 純度試験(JP法) | - |
| (1) 類縁物質(1)(JP法) | 試験適合 |
| (2) 類縁物質(2)(JP法) | 試験適合 |
| * メタノール溶状 | 試験適合 |
| * 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧) | 実績値集積のうえ、規格化する |

本品は、日本薬局方 一般試験法 試薬・試液のサイコサポニンd, 定量用に適合しています。(*:当社追加項目)