

Code No. 19-1675

製品規格書

スコポレチン

局方生薬試験用(薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	白色～淡褐色の結晶性の粉末又は粉末
確認試験(1)(JP法)	試験適合
確認試験(2)(JP法)	試験適合
純度試験(JP法)	-
類縁物質(JP法)	試験適合
* メタノール溶状	試験適合
* 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	1.0%以下
* 含量(HPLC)	97.0%以上

*:当社追加項目