

Code No. 19-1757

製品規格書

StemSureR hPSC培地Δ

細胞培養用

| 試 験 項 目 | 規 格 値 |
|---------------|-------------|
| 外観 | 赤色、透明の液体 |
| pH | 7.0～7.2 |
| 浸透圧 | 300～330mOsm |
| エンドトキシン | 1.0EU/mL以下 |
| 無菌試験 | 試験適合 |
| マイコプラズマ試験 | 試験適合 |
| 細胞増殖試験 | 試験適合 |
| アルカリホスファターゼ染色 | 試験適合 |