

Code No. 19-1768

製品規格書

けい酸ナトリウム溶液(約22%)

和光特級

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色～わずかにうすい褐色、澄明の液体
密度(20℃)	1.200～1.220g/mL
pH(25℃)	11.0～12.5
鉄(Fe)	0.5ppm以下
アルミニウム(Al)	1.0ppm以下
チタン(Ti)	0.5ppm以下
ジルコニウム(Zr)	0.5ppm以下
酸化ナトリウム(Na ₂ O)	4.7～5.8%
二酸化けい素(SiO ₂)	16.5～18.0%
モル比率(SiO ₂ /Na ₂ O)	3.0～3.6
濃度	21.2～23.8%