

Code No. 19-1821

## 製品規格書

### センノシドA

局方生薬試験用(薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状	黄色の粉末
確認試験	試験適合
純度試験	-
類縁物質	試験適合
* 炭酸水素ナトリウム溶液溶状	試験適合
* 比吸光度E1%1cm(270nm)(乾燥後)	211~226
* 乾燥減量[酸化りん(V)上, 減圧]	実績値集積のうえ、規格化する
* 含量(HPLC)	98.0%以上

本品は、日本薬局方 一般試験法 試薬・試液のセンノシドA, 薄層クロマトグラフィー用に適合しています。(\*:当社追加項目)